

U 167

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Utensilien.



- Geeignet für 4 Atemkalkbehälter, 9 Sekretgläser & div. Utensilien
- 20 Halterungen, Höhe 200 mm mm, Abstand ca. 95 mm mm

EAN-Nr.: 4002511114784 / Materialnummer: 03807600 / Alte Materialnummer: 69116702D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Unterkorb	•
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Strebenabstand in mm	95
Strebenhöhe in mm	200
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	220
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	516
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	240
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	3,10
Bruttogewicht in kg	4,60