

E 106/2

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- ausgestattet mit 13 großen Federhaken á 175 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 85 mm

EAN-Nr.: 4002511115699 / Materialnummer: 03808330 / Alte Materialnummer: 69510603D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	420
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	186
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	430
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	0,75