


E 109

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml.



- Geeignet für 21 Bechergläser bis 250 ml
- Ausgestattet mit 21 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511115729 / Materialnummer: 03808360 / Alte Materialnummer: 69510901D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Bechergläser [Anzahl]	21
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	1,21
Bruttogewicht in kg	1,54