

E 124

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 100 x 100 mm.

EAN-Nr.: 4002511115811 / Materialnummer: 03808500 / Alte Materialnummer: 69512401D



- 16 Fächer, Fächermaß: 100 x 100 mm (Flasche), 48 x 48 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	16
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	148
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,44
Bruttogewicht in kg	1,80