


E 124

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 100 x 100 mm.



- 16 Fächer, Fächermaß: 100 x 100 mm (Flasche), 48 x 48 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511115811 / Materialnummer: 03808500 /
Alte Materialnummer: 69512401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	16
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	148
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,44
Bruttogewicht in kg	1,80