


E 125

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 125 x 125 mm.



- 9 Fächer, Flächenmaß: 125 x 125 mm (Flasche), 55 x 55 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511115828 / Materialnummer: 03808510 / Alte Materialnummer: 69512501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	9
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	224
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,81
Bruttogewicht in kg	2,56