

E 127

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 57 x 57 mm.



- 20 Fächer, Flächenmaß: 57 x 57 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN-Nr.: 4002511115842 / Materialnummer: 03808530 /
Alte Materialnummer: 69512701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	20
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	102
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	1,78
Bruttogewicht in kg	2,10