

E 128

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 71 x 71 mm.



- 24 Fächer, Flächenmaß: 71 x 71 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN-Nr.: 4002511115859 / Materialnummer: 03808540 / Alte Materialnummer: 69512801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	24
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	103
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	1,49
Bruttogewicht in kg	1,95