

E 129

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 84 x 84 mm.



- 20 Fächer, Flächenmaß: 84 x 84 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN-Nr.: 4002511115866 / Materialnummer: 03808550 /  
Alte Materialnummer: 69512901D

#### Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

•

#### Gerätezugehörigkeit

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

#### Produktkategorie

Einsatz für diverse Flaschen

•

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anzahl Fächer

20

#### Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl

0

Spannung in V

0-0

Frequenz in Hz

0-0

Gesamtanschluss in kW

0,00-0,00

Absicherung in A

0-0

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

113

Außenmaß, Nettobreite in mm

445

Außenmaß, Nettotiefe in mm

445

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

480

Außenmaß, Bruttobreite in mm

480

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

130

Nettogewicht in kg

1,41

Bruttogewicht in kg

1,78