

E 134

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 210 Objektträgern.



- Geeignet für die Aufnahme von 210 Objektträgern
- Ausgestattet mit 26 Fächern á 11 mm x 26 mm, Drahtstärke 3 mm

EAN-Nr.: 4002511115897 / Materialnummer: 03808600 / Alte Materialnummer: 69513401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	26
Fächerbreite in mm	11
Fächerlänge in mm	26
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Objektträger [Anzahl]	210
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	73
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	460
Nettogewicht in kg	1,50
Bruttogewicht in kg	1,61