

E 135

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 250 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 250 ml
- Passend für Flaschen der Größe 56 x 56 mm, Hals: 49 x 49 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN-Nr.: 4002511115903 / Materialnummer: 03808630 /  
Alte Materialnummer: 69513501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
<b>Kapazität</b>	
Babyflaschen [Anzahl]	19
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	194
Außenmaß, Nettobreite in mm	192
Außenmaß, Nettotiefe in mm	447
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	465
Außenmaß, Bruttobreite in mm	195
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	205
Nettogewicht in kg	1,93
Bruttogewicht in kg	2,10