


E 144

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 18 Bechergläsern.



- Geeignet für 18 Bechergläser
- Ausgestattet mit 18 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb


EAN-Nr.: 4002511115996 / Materialnummer: 03808710 /
Alte Materialnummer: 69514401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	18
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	131
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250

E 144

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 18 Bechergläsern.



EAN-Nr.: 4002511115996 / Materialnummer: 03808710 /

Alte Materialnummer: 69514401D

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
-----------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,37
--------------------	------

Bruttogewicht in kg	1,38
---------------------	------