

E 329

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas.



- Ausgestattet mit 39 Injektordüsen

EAN-Nr.: 4002511116108 / Materialnummer: 03809340 / Alte Materialnummer: 69532901D

<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	39
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	6,20
<b>Beipack</b>	
ID 90, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	4
ID 110, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	5
ID 140, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 140 mm [Anzahl]	5
ID 160, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	5
ID 180, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 180 mm [Anzahl]	5
ID 200, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 200 mm [Anzahl]	5
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 220 mm [Anzahl]	5
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 240 mm [Anzahl]	5
Ausspüldüse für Pulverdosiengerät [Anzahl]	1