

E 336

Spülhülse

zur optimalen Aufnahme von Pipetten/MIC-Instrumenten in Injektorwagen.



- Es können Pipetten bis max. 445 mm Länge aufgenommen werden
- Aus Kunststoff, schraubbar

EAN-Nr.: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 /
Alte Materialnummer: 69733601D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz

E 336

Spülhülse

zur optimalen Aufnahme von Pipetten/MIC-Instrumenten in Injektorwagen.

EAN-Nr.: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 /
Alte Materialnummer: 69733601D



Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	121
Außenmaß, Nettobreite in mm	11
Außenmaß, Nettotiefe in mm	11
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03