

E 340
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Enghalsgläser.



- Zur Hälfte mit anderen Einsätzen belegbar
- Ausgestattet mit 19 Injektordüsen

EAN-Nr.: 4002511116177 / Materialnummer: 03809410 / Alte Materialnummer: 69534001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	4,80
Bruttogewicht in kg	5,60
Beipack	
ID 140, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 140 mm [Anzahl]	3
ID 160, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	3
ID 180, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 180 mm [Anzahl]	3
ID 200, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 200 mm [Anzahl]	3
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 220 mm [Anzahl]	3
ID 220, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 240 mm [Anzahl]	4
Ausspüldüse für Pulverdosiengerät [Anzahl]	1