

E 350
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas.



- Ausgestattet mit 33 Injektordüsen

EAN-Nr.: 4002511116184 / Materialnummer: 03809490 / Alte Materialnummer: 69535001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	33
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	535
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	6,60
Bruttogewicht in kg	7,81
Beipack	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	15
E 352 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 220 mm [Anzahl]	18
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	15
E 354 Arretierung für Injektordüse E 352 [Anzahl]	18
Ausspüldüse für Pulverdosiervorrichtung [Anzahl]	1