

E 353

Arretierung

höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse.



- Geeignet für die Injektordüse E 351
- Höhenverstellbare Arretierung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

EAN-Nr.: 4002511117099 / Materialnummer: 03809530 /  
Alte Materialnummer: 69735301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	100
Außenmaß, Nettobreite in mm	45
Außenmaß, Nettotiefe in mm	160
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,04