


E 373

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von HNO-Instrumentarium.



- Maschenweite Boden 3mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 3 mm
- Ausgestattet mit 28 senkrechten Haltestäben
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 400251116405 / Materialnummer: 03809790 /

Alte Materialnummer: 69537301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,66
Bruttogewicht in kg	0,78