

E 373

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von HNO-Instrumentarium.



- Maschenweite Boden 3mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 3 mm
- Ausgestattet mit 28 senkrechten Haltestäben
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511116405 / Materialnummer: 03809790 / Alte Materialnummer: 69537301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,66
Bruttogewicht in kg	0,77