

E 381

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Intubationsmaterial.



- 20 Düsen Ø 4,0 x 30 mm, 5 Düsen Ø 2,5 x 30 mm, lose beigelegt
- 6 x E 466 Injektordüse für Atembeutel, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8,0 x 193 mm
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002511116474 / Materialnummer: 03809890 / Alte Materialnummer: 69538101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	8,70