

E 408

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 96 Pipetten.



- Geeignet für 96 Pipetten bis 450 mm
- Flächengröße 16 x 16 mm
- Komplette mit Halterahmen in 150 mm Höhe
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung

EAN-Nr.: 4002511116689 / Materialnummer: 03810130 / Alte Materialnummer: 69540801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	96
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	7,10