


A 13

Deckel

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 1 mm Drahtgeflecht, 8 mm Maschenweite, 4 mm Umlaufrahmen
- Für Einsätze E 103, E 104, E 105 und E 139 als Ersatzbedarf

EAN-Nr.: 400251117204 / Materialnummer: 03810200 /
Alte Materialnummer: 69745001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	320
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	220
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,14
Bruttogewicht in kg	0,25