


ID 110

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 3 mm, Länge 110 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN-Nr.: 400251116979 / Materialnummer: 03810330 /

Alte Materialnummer: 69711001D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Injektordüse	•
--------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	111
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	32
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	3
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01