


ID 160

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 160 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN-Nr.: 4002511116993 / Materialnummer: 03810350 / Alte Materialnummer: 69716001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	160
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	85
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,08