

E 118

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Petrihalbschalen.



- Geeignet für 38 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 38 Halterungen, Höhe 70 mm, Abstand ca. 26 mm
- Einsetzbar im Oberkorb

EAN-Nr.: 4002511115767 / Materialnummer: 03830270 /  
Alte Materialnummer: 69511801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Petrihalbschalen [Anzahl]	38
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480

E 118

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Petrihalbschalen.

EAN-Nr.: 4002511115767 / Materialnummer: 03830270 /

Alte Materialnummer: 69511801D

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
-----------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,54
--------------------	------

Bruttogewicht in kg	1,90
---------------------	------

