


E 136

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.



- Geeignet für 56 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 56 Halterungen á 70 mm Höhe, Abstand ca. 26 mm
- Einsetzbar im Unterkorb
- Die Kapazität kann mit Einsatz E 137 verdoppelt werden

EAN-Nr.: 400251115941 / Materialnummer: 03830280 /
Alte Materialnummer: 69513601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	26
Strebenhöhe in mm	70
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Petrihalbschalen [Anzahl]	56
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	485
Außenmaß, Nettobreite in mm	145
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	450
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	2,10

E 136

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.

EAN-Nr.: 4002511115941 / Materialnummer: 03830280 /

Alte Materialnummer: 69513601D

Bruttogewicht in kg

2,50

