


E 136

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.



- Geeignet für 56 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 56 Halterungen á 70 mm mm Höhe, Abstand ca. 26 mm mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511115941 / Materialnummer: 03830280 / Alte Materialnummer: 69513601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	26
Strebenhöhe in mm	70
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Petrihalbschalen [Anzahl]	56
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	485
Außenmaß, Nettobreite in mm	145
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	450
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	2,10
Bruttogewicht in kg	2,50