

E 402

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 44 Uhrgläsern.



- Geeignet für 44 Uhrgläser mit Ø 80 – 125 mm
- Ausgestattet mit 23 Streben im Abstand von 15 mm

EAN-Nr.: 4002511116627 / Materialnummer: 03830420 /
Alte Materialnummer: 69540201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Uhrgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	15
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Uhrgläser [Anzahl]	44
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	53
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	220
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,92
Bruttogewicht in kg	1,14