


A 2

Abdecknetz

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Geeignet für 1/2-Einsätze
- Metallrahmen rilsaniert, mit Kunststoffnetz bespannt
- Größe: 216 x 456 mm

EAN-Nr.: 4002511115590 / Materialnummer: 03830460 / Alte Materialnummer: 69500201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Grün, Weiß, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	216
Außenmaß, Nettotiefe in mm	456
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,38
Bruttogewicht in kg	0,48