


O 187

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas.



- Ausgestattet mit 34 Injektordüsen
- Bestückungshöhe 170 mm mm*
- Pulverdosierung nicht möglich

* Abhängig vom Laborglas kann die max. Bestückungshöhe kleiner sein.

EAN-Nr.: 4002511808881 / Materialnummer: 03881640 / Alte Materialnummer: 69118701D

Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	34
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	531
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	5,60
Bruttogewicht in kg	6,50
Beipack	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	34
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	34