

E 416

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula.



- Geeignet für die Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula
- 7 Halterungen im Abstand von 40 mm
- Einsetzbar in Ober- (nur mit einteiligen Spekula) und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511803824 / Materialnummer: 03888650 / Alte Materialnummer: 69541601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Kapazität	
GYN-Spekula [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	157
Außenmaß, Nettobreite in mm	178
Außenmaß, Nettotiefe in mm	279
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,97