

A 14
Deckel
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 7 x 7 mm Ausstattung, 3 mm Steg
- Für Einsatz AK 12

EAN-Nr.: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 / Alte Materialnummer: 69745002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	210
Außenmaß, Nettotiefe in mm	210
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	30
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,29