


A 14

Deckel

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 7 x 7 mm Ausstanzung, 3 mm Steg
- Für Einsatz AK 12

EAN-Nr.: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 /
Alte Materialnummer: 69745002D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	210
Außenmaß, Nettotiefe in mm	210
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	30
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,30