


A 16

Deckel

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 4 mm Umlaufrahmen

EAN-Nr.: 4002511860971 / Materialnummer: 03981990 / Alte Materialnummer: 69745004D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	215
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	40
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	255
Nettogewicht in kg	0,15
Bruttogewicht in kg	0,30