

E 442

Spülhülse

zur optimalen Reinigung von MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für MIC-Instrumentarium mit  $\varnothing$  4 – 8 mm, schraubbar
- Länge 121 mm mm,  $\varnothing$  6 mm mm
- Kappe, Öffnung  $\varnothing$  6 mm
- Befestigungsschelle (Mat.-Nr. 4174850)

EAN-Nr.: 4002511908208 / Materialnummer: 04203830 / Alte Materialnummer: 69744201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Spülhülse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	121
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03