

E 458

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Schraubkappensaugern.



- Geeignet für 36 Schraubkappensauger
- 36 Fächer á ?? x ??
- Ausgestattet mit einem klapp- und verschließbaren Deckel

EAN-Nr.: 4002511919358 / Materialnummer: 04235200 / Alte Materialnummer: 69545801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	36
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	215
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	450
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	220
Nettogewicht in kg	1,50
Bruttogewicht in kg	1,60