


E 437

Besteckkorb

für die Aufnahme von Bestecken.




- Geeignet für die Oberkorblafette O 885 und Unterkorblafette U 876
- 18 Fächer 5,9 x 4,4; 2 Fächer 5,9 x 5,9; 16 Fächer 4,4 x 4,4 cm

EAN-Nr.: 4002511958210 / Materialnummer: 04326640 /
Alte Materialnummer: 67543701D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Besteck	•
Edelstahlcontainer mit Tragegriff	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	36
Fächerbreite in mm	44
Fächerlänge in mm	44
Einsetzbar im Oberkorb	O 898
Einsetzbar im Unterkorb	U 876

E 437
Besteckkorb
für die Aufnahme von Bestecken.



EAN-Nr.: 4002511958210 / Materialnummer: 04326640 /
Alte Materialnummer: 67543701D

Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	70
Außenmaß, Nettobreite in mm	211
Außenmaß, Nettotiefe in mm	436
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	175
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	2,20
Bruttogewicht in kg	2,52