

E 800
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von 3 Sieb- oder Nierenschalen.



- Ausgestattet mit 4 Halterungen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002512087773 / Materialnummer: 04637720 /
Alte Materialnummer: 69580001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	165
Außenmaß, Nettobreite in mm	140
Außenmaß, Nettotiefe in mm	290
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	195
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,29
Bruttogewicht in kg	0,49