


E 803

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Ohren- und Nasenspekula.



- 160 Fächer ca. 13 x 13 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002512087735 / Materialnummer: 04637750 / Alte Materialnummer: 69580301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	160
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	165
Außenmaß, Nettotiefe in mm	317
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	220
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	1,25
Bruttogewicht in kg	1,30