

O 800/1  
Oberkorb  
zur optimalen Aufnahme diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe: 200 mm mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN-Nr.: 4002512123822 / Materialnummer: 04657890 / Alte Materialnummer: 69180001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	200
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	381
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	300
Außenmaß, Bruttobreite in mm	500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	1,60
Bruttogewicht in kg	2,85