

Ersatzteile Wäschepflege  
Filtereinsatz  
zum Filtern von Flusen in Waschmaschinen

EAN-Nr.: 4002513354997 / Materialnummer: 04731981 / Alte Materialnummer:



- um Fehler im Wasserablauf zu Verhindern
- komplett vormontiert
- für W141-W143, W162-W297, W3xx, W4xx ab 2001 (außer W489), W5xx
- für W1xxx, W2xxx, W3xxx, W4xxx, W5xxx, W6xxx, WDAxxx; Toplader W6xx