

E 147/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 10-12 Mundspügläsern.



- Geeignet für 10 – 12 Mundspügläser, max. Ø 80 mm
- Rilsaniert

EAN-Nr.: 4002512122313 / Materialnummer: 04746620 / Alte Materialnummer: 68514703D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Mundspügläser [Anzahl]	12
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	455
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,29
Bruttogewicht in kg	1,59