

E 464

Aufnahme

für die Injektordüse E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Ausgestattet mit einer Feder zur Höhenjustierung

EAN-Nr.: 4002512173018 / Materialnummer: 04837600 / Alte Materialnummer: 69746401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	65
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	13
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,05