

E 466

Injektordüse

zur optimalen Aufnahme von Atembeuteln 8 x 333 mm.



EAN-Nr.: 4002512223744 / Materialnummer: 04966620 / Alte Materialnummer: 69746601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	333
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	8
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00