

DGGL 1
Dampfgarbehälter gelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002512309219 / Materialnummer: 05001370 /
Alte Materialnummer: 22996084D



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 40 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion