

DGG 2
Dampfgarbehälter ungelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002512309226 / Materialnummer: 05001390 /
Alte Materialnummer: 22996085D



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 60 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion