

DGG 3
Dampfgarbehälter ungelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002512309233 / Materialnummer: 05001400 /
Alte Materialnummer: 22996086D



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion