

E 485

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 3 Nierenschalen.



- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN-Nr.: 4002512398725 / Materialnummer: 05109210 / Alte Materialnummer: 69548501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
<b>Kapazität</b>	
Nierenschalen [Anzahl]	3
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	464
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,41
Bruttogewicht in kg	0,56