

E 486

Halterung

zur optimalen Aufnahme von Schüsseln.



- Geeignet für die Aufnahme von 1 Schüsseln

EAN-Nr.: 4002512398732 / Materialnummer: 05109230 / Alte Materialnummer: 69548601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Schüsseln	•
Kapazität	
Schüsseln [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	275
Außenmaß, Nettobreite in mm	464
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	475
Außenmaß, Bruttobreite in mm	465
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,43