

E 488

Halterung

zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.



- Geeignet für 3 Atemschutzmasken
- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN-Nr.: 4002512398756 / Materialnummer: 05109260 /
Alte Materialnummer: 69548801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Atemschutzmasken [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	31
Außenmaß, Nettobreite in mm	240
Außenmaß, Nettotiefe in mm	210
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,27
Bruttogewicht in kg	0,39